

# Kn95 Einweg-Atemschutzmaske 2 Stück



verfügbare Größen:

- 2 Stück (PZN: 05667980)

Einweg-Atemschutzmaske mit fortschrittlicher Partikelfiltertechnologie kombiniert mit hochwertigem Gewebe zur Filtration von PM 2,5-Partikeln, einschließlich luftgetragener Bakterien- oder Virus-Partikel. Die Maske verfügt über einen Nasenclip, der sich der jeweiligen Nasenform anpasst. Zudem sorgen vorhandene Ohrenschlaufen für einen sicheren und angenehmen Tragekomfort. Diese werden einfach über die Ohren gezogen und nicht mit einer Schlaufe gebunden.

Die Atemschutzmaske besitzt folgende Eigenschaften:

- FFP2-Maske mit CE-Kennzeichen & der Norm EN149:2001+A1:2009
- hoher Schutz vor PM 2,5-Partikeln
- kompaktes Design und Passform
- breite und elastische Gummibänder
- mit Nasenclip, der sich jeder Nasenform anpasst.

## Anwendungshinweise

1. Ein Gummiband in jede Hand nehmen und die Maske mit dem Nasenstück nach oben öffnen.
2. Maske auf das Gesicht setzen.
3. Ein Gummiband über jedes Ohr ziehen und so anpassen, dass sie bequem sitzen.
4. Den integrierten Nasenbügel der eigenen Nasenform anpassen. Den Nasenbügel dazu mit den Fingerspitzen auf beiden Seiten am Nasenrücken zusammendrücken.
5. Nase, Mundpartie und Kinn sollten nun nicht mehr sichtbar sein.

## Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch die Versiegelung prüfen. Maske nicht verwenden, wenn diese nicht richtig abgedichtet ist. Bei Atemausströmung sollte die Maske sofort gewechselt werden, da eine mögliche Beschädigung oder Kontaminierung vorliegen kann und eine optimale Anpassung an das Gesicht nicht mehr gewährleistet ist. Verwendungsdauer: Es wird empfohlen, die Maske nach einigen Stunden auszutauschen und nicht erneut zu verwenden. Nicht mit Wasser auswaschen. Eine Anwendung wird für Kinder unter drei Jahren nicht empfohlen. Ein nicht ordnungsgemäßer Gebrauch kann zu Krankheit oder Tod führen. Lagertemperatur: -20 bis 30 ° C.