

Ergänzende Informationen zum Etikett, z. B. hinsichtlich zur Zusammensetzung

SUPRAPLAST Desinfect H

Charakteristik Desinfektionsmittel nach WHO-Rezeptur

Anwendung Handdesinfektionsmittel

Lieferform farblose Flüssigkeit

Rezeptur (WHO)

Inhaltsstoffe	Mengenanteil	Einheit
Ethanol 96% (v/v)	83,3	Vol-%
Wasserstoffperoxid 3% (v/v)	4,17	Vol-%
Glycerol 98% (v/v)	1,45	Vol-%
Wasser, gereinigt	11,08	Vol-%

Lagerung in Raumtemperatur °C in ungeöffneten Originalgebinden mindestens 12 Monate verwendbar.

Die Angaben über unsere Produkte entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Inhalt ist auf Grund der Vielfältigkeit der Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich. Dies gilt auch für etwa bestehende Schutzrechte Dritter.

03/2020